

Cd172A/Sirpα Rabbit Mab For Wb, If/Icc, Elisa - P78324

商品番号: CM0005496



前書き

CD172a/SIRPα Rabbit mAb (P78324) validated for WB, IF/ICC, ELISA. Reacts with human, mouse, rat. High specificity monoclonal antibody for signal-regulatory protein alpha research.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD172a/SIRPα Rabbit mAb
備考/別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
種	ヒト
遺伝子ID	140885
免疫原	ヒトCD172a/SIRPα (P78324) のアミノ酸395-495に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ