

Cd18 ウサギ Pab - P05107

商品番号: CM0024283



前書き

CD18

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトインテグリンβ2（ITGB2、LFA-1、MAC-

1）を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、白血球接着および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD18 ウサギ pAb
備考/別名	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3689
GeneID	3689
免疫原	CD18 (NP_000202.3) のアミノ酸23～125に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05107
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤