

Cd19 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P15391

商品番号: CM0003393



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのCD19ウサギモノクローナル抗体です。BCRシグナル伝達に参与するB細胞コレセプターであるヒトおよびカニクイザルCD19と反応します。B細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD19 ウサギmAb
別名	B4; CVID3; CD19
対象種	ヒト
遺伝子ID	930
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD19（NP_001761.3）のアミノ酸457～556番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P15391
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤