


Cd1B ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P29016

商品番号: CM0030016



前書き

ヒトCD1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。CD1BはNKT細胞に脂質抗原を提示するT細胞表面糖タンパク質です。ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。組換え免疫原で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD1B ウサギpAb
別名	R1; CD1; CD1A; CD1B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	910
免疫原	ヒトCD1B (NP_001755.1) のアミノ酸18〜303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29016
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋