

Cd2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P06729

商品番号: CM0029236



前書き

ヒトCD2（T11、LFA-2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。T細胞接着、リンパ球活性化、細胞内シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2 ウサギ pAb
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2; CD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	ヒトCD2（NP_001758.2）のアミノ酸235-351に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ