

Cd200 ウサギPab Wb、 Elisa用 - P41217

商品番号: CM0026524

前書き

WB、ELISA用の高品質CD200ウサギpAb（ポリクローナル抗体）。ヒトCD200（OX-2膜糖タンパク質；SWISS: P41217）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。T細胞共刺激および骨髄細胞制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD200 ウサギpAb
備考／別名	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4345
遺伝子ID	4345
免疫原	ヒトCD200（NP_005935.4）のアミノ酸30～240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41217
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤