

フローサイトメトリー用 Cd267/Taci ウサギモノクローナル抗体 - Q9Et35

商品番号: CM0006252

前書き

マウス CD267/TACI (TNFRSF13B) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーにて検証済み。APRIL および BAFF の受容体であり、B細胞機能および液性免疫において重要な役割を果たします。免疫学研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD267/TACI Rabbit mAb
備考/別名	Taci; 1200009E08Rik; CD267/TACI
種	マウス
GeneID (ヒト)	23495
GeneID	57916
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD267/TACI (NP_067324.1) のアミノ酸 5-129 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET35
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋