

Cd275 ウサギMab（Wb、Elisa用） - O75144

商品番号: CM0005238



前書き

ヒトCD275（B7H2/ICOSL）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、T細胞共刺激および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD275 ウサギmAb
備考/別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23308
GeneID	23308
免疫原	ヒトCD275の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	氷袋