

Cd31/Pecam1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P16284

商品番号: CM0019027



前書き

CD31/PECAM1に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。白血球の血管内皮透過、細胞接着、食作用に重要な83kDaのタンパク質を認識します。心血管および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD31/PECAM1 ウサギ pAb
備考/別名	CD31; PECAM1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	5175
免疫原	CD31/PECAM1 (NP_000433.4) のアミノ酸630-738に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ