

ウェスタンブロット用 Cd34 ウサギ Pab - P28906

商品番号: CM0014361

前書き

CD34

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットでのウェスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。造血および幹細胞接着研究に適しています。41kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34 ウサギ pAb
備考/別名	CD34; CD34分子; GIG3; MORT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	947
GeneID	947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸32-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41kDa
輸送	氷袋