

Wb、Ihc-P、Elisa用 Cd42B ウサギモノクローナル抗体 - P07359

商品番号: CM0006872



前書き

CD42b ウサギモノクローナル抗体 (SWISS: P07359)

は、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。止血に関与するヒト血小板糖タンパク質Iba鎖を標的とします。血小板生物学および出血性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD42b ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	BSS; GPIB; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha; CD42b
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2811
GeneID	2811
免疫原	ヒトCD42b (NP_000164.5) のアミノ酸15-531に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07359
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ