

Cd43 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P16150

商品番号: CM0006971

前書き

ヒト検体におけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのウサギ抗CD43モノクローナル抗体です。T細胞機能および白血球遊走の重要な調節因子であるロイコシアリンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD43 ウサギmAb
備考 / 別名	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; ロイコシアリン
対象種	ヒト
遺伝子ID	6693
免疫原	ヒトCD43（NP_003114.1）のアミノ酸20～253に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16150
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤