

## Cd44 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P16070

商品番号: CM0014261



## 前書き

ヒトCD44に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン包埋）、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。細胞接着、遊走、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD44 Rabbit pAb                                                                                                        |
| 別名          | IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44 |
| 由来種         | ヒト                                                                                                                     |
| GeneID (ヒト) | 960                                                                                                                    |
| GeneID      | 960                                                                                                                    |
| 免疫原         | CD44 (NP_000601.3)のアミノ酸20～178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                                                     |
| 起源          | ウサギ                                                                                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                                                              |
| 適用アッセイ      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                                                                                 |
| SWISS       | P16070                                                                                                                 |
| タンパク質分子量    | 82kDa                                                                                                                  |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                                                                                   |