


Cd46 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P15529

商品番号: CM0022441



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証された高品質なCD46ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD46を認識します。補体制御および宿主-病原体相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD46 Rabbit pAb
備考/エイリアス	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4179
遺伝子ID	4179
免疫原	ヒトCD46 (NP_722548.1) のアミノ酸40-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15529
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋