

WbおよびElisa用Cd53ポリクローナル抗体（ウサギ） - Q61451

商品番号: CM0023622

前書き

マウスCD53（Ox-44、Tspan25）を標的とするWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み；B細胞分化、リンパ球ホーミング、および炎症シグナル伝達におけるテトラスパニン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD53 Rabbit pAb
備考/別名	Ox-44; Tspan25; CD53
種	マウス
GeneID	12508
免疫原	マウスCD53（NP_031677.1）のアミノ酸107-181に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61451
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ