


Cd59 ウサギポリクローナル抗体 - P13987

商品番号: CM0023527



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用CD59ウサギポリクローナル抗体。ヒトCD59（SWISS:

P13987、14kDa）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。補体研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD59 ウサギpAb
備考/別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	966
遺伝子ID	966
免疫原	ヒトCD59（NP_001120695.1）のアミノ酸26-128に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋