

Wb、Ihc-P、Elisa用 Cd66A/Ceacam1 ウサギ Pab - P13688

商品番号: CM0022723



前書き

ヒトCEACAM1（CD66a）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。免疫チェックポイント制御、細胞接着、がん研究に活用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD66a/CEACAM1 ウサギ pAb
備考/別名	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	634
免疫原	ヒトCEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸300-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ