

Cd7 ウサギ Pab - P09564

商品番号: CM0026805

前書き

CD7

ウサギポリクローナル抗体はWB、FC、ELISAで検証済みです。ヒトおよびラットのT細胞抗原CD7（GP40/TP41）と交差反応します。T細胞およびNK細胞活性化に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD7 ウサギ pAb
別名	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	924
GeneID	924
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD7（NP_006128.1）のアミノ酸26-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
発送	氷袋