


## Cd70 ウサギ Pab - P32970

商品番号: CM0018995



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのCD70ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。免疫制御および腫瘍微小環境研究におけるCD70-CD27シグナル伝達の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD70 ウサギ pAb                                          |
| 備考／別名       | CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70    |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 970                                                   |
| GeneID      | 970                                                   |
| 免疫原         | ヒトCD70 (NP_001243.1) のアミノ酸47～126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P32970                                                |
| タンパク質分子量    | 21kDa                                                 |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                 |