

Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用 Cd79A ウサギモノクローナル抗体 - P11912

商品番号: CM0007249



前書き

ヒトサンプルでウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、フローサイトメトリー、ELISAについて検証された高品質なCD79aウサギモノクローナル抗体。25kDaのB細胞受容体アルファ鎖（SWISS P11912）を検出し、BCRシグナル伝達および免疫学研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79a ウサギ mAb
備考/別名	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	973
GeneID	973
免疫原	ヒトCD79a (NP_001774.1) のアミノ酸165-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスパック