


Cd79B ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P40259

商品番号: CM0004829



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのCD79B
ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。B細胞受容体シグナル伝達研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79B ウサギmAb
別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤