

WbおよびElisa用 Cdh9 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulb4

商品番号: CM0013028

前書き

ヒト CDH9（カドヘリン-9）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済み。細胞接着研究に最適です。ヒトと交差反応します。UniProt: Q9ULB4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH9 ウサギ pAb
備考/別名	CDH9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1007
GeneID	1007
免疫原	ヒト CDH9 (NP_057363.3) のアミノ酸 340-420 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULB4
タンパク質分子量	89kDa
配送	氷袋