


Cdk1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P06493

商品番号: CM0005064



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証されたCDK1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCDK1を検出します。CDK1は、G2/M期移行と分裂を促進する重要なセリン/スレオニンキナーゼです。腫瘍学、細胞周期、アポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK1 ウサギ mAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
種	ヒト
GeneID	983
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ