

Cdk1/2 ウサギPolymab® モノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P06493/P24941

商品番号: CM0006408



前書き

CDK1/2

ウサギPolymAb®は、CDK1/CDK2を標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。細胞周期とがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	983/1017
遺伝子ID	983/1017
免疫原	ヒトCDK1/2 (P24941) のアミノ酸199～298番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06493/P24941
タンパク質分子量	34kDa
配送方法	氷袋