


Cdk4 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P11802

商品番号: CM0006590



前書き

ヒトCDK4（PSK-J3）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、34kDaのタンパク質を検出します。細胞周期、癌、RB経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK4 ウサギmAb
備考・別名	CMM3; PSK-J3; CDK4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1019
GeneID	1019
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDK4（NP_000066.1）のアミノ酸200～303番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11802
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤