

Cdk9 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P50750

商品番号: CM0013116



前書き

CDK9に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節、細胞周期、クロマチン修飾の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK9 Rabbit pAb
備考/別名	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1025
GeneID	1025
免疫原	ヒトCDK9（NP_001252.1）のアミノ酸153-372番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50750
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋