


Cdkn2A/P16Ink4A ウサギPab（Wb、Elisa用） - P42771 / Q8N726

商品番号: CM0017794



前書き

ヒトCDKN2A/p16INK4aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞周期や腫瘍抑制因子の研究に適しています。複数のアイソフォーム（8〜17 kDa）を認識します。ヒトと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2A/p16INK4a ウサギpAb
備考・別名	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1029
GeneID	1029
免疫原	ヒトCDKN2A/p16INK4a（NP_000068.1）のアミノ酸1〜156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42771/Q8N726
タンパク質分子量	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
輸送方法	氷袋