

Cdv3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Uky7

商品番号: CM0020070

前書き

CDV3

ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCDV3タンパク質を検出します。ヒトCDV3の150～250アミノ酸領域内の合成ペプチドを免疫原として作製されています。乳がんおよび細胞生物学分野の研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDV3 Rabbit pAb
別名	H4I; CDV3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55573
遺伝子ID	55573
免疫原	ヒトCDV3（NP_060018.1）の150～250アミノ酸領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UKY7
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	氷袋梱包