

Cdx1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P47902

商品番号: CM0026222



前書き

CDX1ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット（WB）およびELISAにおいてヒトおよびマウスとの反応性が検証されています。腸管上皮および大腸癌モデルにおける転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDX1ウサギpAb
備考/別名	CDX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1044
GeneID	1044
免疫原	ヒトCDX1（NP_001795.2）のアミノ酸136-265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47902
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ