

Cdx2 ウサギポリクローナル抗体（Ihc-PおよびElisa用） - Q99626

商品番号: CM0019419



前書き

IHC-

PおよびELISA用のCDX2ウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのCDX2転写因子に反応します。
。腸管の発達と分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDX2 ウサギ pAb
備考/別名	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1045
遺伝子ID	1045
免疫原	ヒトCDX2 (NP_001256.3) のアミノ酸1-180に相当する配列に由来する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99626
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ