

Ceacam7 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q14002

商品番号: CM0025183



前書き

CEACAM7（CGM2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISA用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。結腸上皮および大腸がんにおける細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM7 Rabbit pAb
備考／別名	CGM2; CEACAM7
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1087
GeneID	1087
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCEACAM7（NP_008821.2）のアミノ酸36～242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14002
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤