

Cend1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N111

商品番号: CM0022273

前書き

ヒトCEND1（BM88）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経細胞分化と細胞周期脱出の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEND1 ウサギ pAb
備考/別名	BM88; CEND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51286
GeneID	51286
免疫原	ヒトCEND1（NP_057648.2）のアミノ酸1-123に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N111
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ