

Cenpe ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02224

商品番号: CM0022388



前書き

CENPE

ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。染色体赤道面集合と分裂チェックポイントシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPE ウサギ pAb
備考/別名	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1062
GeneID	1062
免疫原	ヒトCENPEのアミノ酸2542-2701に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001804.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02224
タンパク質分子量	316kDa
輸送	保冷バッグ