

Cep290 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15078

商品番号: CM0024689

前書き

ヒトCEP290（290 kDa）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。繊毛形成における重要な中心体タンパク質。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。繊毛病および中心体生物学の研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEP290 ウサギ pAb
備考/別名	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80184
免疫原	ヒトCEP290（NP_079390.3）のアミノ酸950-1050に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15078
タンパク質分子量	290kDa
発送	保冷バッグ