

## Ces3 ウサギ Pab - Q6Uww8

商品番号: CM0029225

### 前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの高品質CES3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性CES3を検出します。肝臓、結腸、小腸における異物解毒およびプロドラッグ活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | CES3 ウサギ pAb                                             |
| 備考/別名       | ES31; CES3                                               |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 23491                                                    |
| GeneID      | 23491                                                    |
| 免疫原         | ヒトCES3 (NP_001172106.1) のアミノ酸269-568に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | Q6UWW8                                                   |
| タンパク質分子量    | 62kDa                                                    |
| 配送          | 保冷バッグ                                                    |