


WbおよびElisa用Cgaウサギポリクローナル抗体 - P01215

商品番号: CM0017359



前書き

ヒトCGA（糖タンパク質ホルモン α 鎖；約13 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。内分泌および生殖研究のために、TSH、LH、FSH、およびCGの共通 α サブユニットを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGA Rabbit pAb
備考/別名	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHAI; CG-ALPHA; CGA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1081
GeneID	1081
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01215
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋