


Wb、Elisa用 Cgrp ウサギモノクローナル抗体 - P06881

商品番号: CM0007307



前書き

CamelBioのCGRP

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトカルシトニン遺伝子関連ペプチド1（SWISS:

P06881）を標的とする、WBおよびELISA用のモノクローナル抗体です。CGRPは心血管系および神経機能に關与する血管拡張ホルモンです。研究用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGRP ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	796
遺伝子ID	796
免疫原	合成ペプチド（ヒトCGRP（NP_001029125.1）のアミノ酸25-125に対応する配列の合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06881
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷バッグ