

Chmp7 ウサギ Pab - Q8Wux9

商品番号: CM0017029

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、ELISAでバリデーション済みのポリクローナルCHMP7抗体。核膜封鎖機能を持つESCRT-IIIタンパク質を標的とします。細胞分裂およびエンドソーム選別の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CHMP7 ウサギ pAb
備考／別名	CHMP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91782
GeneID	91782
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WUX9
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ