

Chrna10 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzz6

商品番号: CM0029362

前書き

ヒトCHRNA10（ニューロン性ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。聴覚シナプス伝達、ケラチノサイト接着、カルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA10 Rabbit pAb
備考/別名	CHRNA10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57053
遺伝子ID	57053
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCHRNA10 (NP_065135.2) のアミノ酸25-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZZ6
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋