


Cited2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q99967

商品番号: CM0020003



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのCITED2ウサギポリクローナル抗体です。ヒトCITED2タンパク質を検出し、ラットと交差反応します。推定分子量は28kDaです。転写調節および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CITED2 ウサギ pAb
備考／別名	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10370
GeneID	10370
免疫原	ヒトCITED2（NP_001161860.1）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q99967
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤