

シトルリン-ヒストンH3（R8 シトルリン化）ラビットモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Db, Elisa

商品番号: CM0000078



前書き

アルギニン8（R8）でシトルリン化されたヒストンH3を標的とするラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAで検証済み。ヒトおよびその他の種（広範囲が予測）と交差反応します。エピジェネティクスおよびシトルリン化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Citrulline-Histone H3-R8 Rabbit mAb
備考/別名	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR8周辺の合成シトルリン化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、その他（広範囲が予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋