

Claudin18.2 ウサギモノクローナル抗体（Ihc-P、Elisa用） - P56856

商品番号: CM0003728

前書き

ヒトCLDN18.2アイソフォームに特異的なこのウサギモノクローナル抗体は、IHC-PおよびELISAアプリケーションでの使用が検証されています。密着結合研究、胃・肺組織研究、診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Claudin18.2 ウサギmAb
別名	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
対象種	ヒト
遺伝子ID	51208
免疫原	ヒトCLDN18.2 (P56856-2) のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56856
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤