

Cldn18 ウサギ Pab - P56856

商品番号: CM0029971

前書き

ヒトクロードイン18に対する信頼性の高いウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示し、タイトジャンクション、肺、胃の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN18 ウサギ pAb
別名	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51208
遺伝子ID	51208
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCLDN18 (NP_057453.1) のアミノ酸200-261番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56856
タンパク質分子量	28kDa
配送方法	氷袋