

Cldn4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O14493

商品番号: CM0014896



前書き

ヒトCLDN4に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、パラフィン包埋切片IHC、ELISAでの使用が検証済みです。塩化物透過性に関与するタイトジャンクションタンパク質であるクローディン-4を認識し、IVD原料調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN4 Rabbit pAb
別名	CPER; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1364
GeneID	1364
免疫原	ヒトCLDN4 (NP_001296.1) のアミノ酸109-209番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O14493
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	アイスパック