

切断型ガスダーミンB（C末端）ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Tax9

商品番号: CM0007704



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の切断型ガスダーミンB（C末端）ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、グランザイムによる切断後のC末端断片を標的とします。パイロトーシス（炎症性細胞死）および細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型ガスダーミンB（C末端）ウサギmAb
備考／別名	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B (C Terminal)
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55876
免疫原	ヒトガスダーミンB（NP_001159430.1）のSer245周辺残基に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TAX9
タンパク質分子量	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
発送方法	保冷剤