

Cleaved Gasdermin B ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q8Tax9-6

商品番号: CM0019435

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCleaved Gasdermin B ウサギポリクローナル抗体です。パイロトーシスを媒介する膜孔形成タンパク質であるヒトGasdermin Bを標的としており、細胞死や免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cleaved Gasdermin B ウサギpAb
備考/別名	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
種	ヒト
遺伝子ID	55876
免疫原	ヒトCleaved Gasdermin Bのアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001159431.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TAX9-6
タンパク質重量	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
配送	アイスパック