


切断型ガスダーミンD（C末端）ウサギモノクローナル抗体 - Q9D8T2

商品番号: CM0009577



前書き

切断型ガスダーミンD（C末端）ウサギモノクローナル抗体（マウス）は、WB、IP、ELISA用です。パイロプトーシスの主要なメディエーターであるガスダーミン-

DのC末端領域を標的とします。インフラマソームおよび細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型ガスダーミンD（C末端）ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; GsdmDc1; 1810036L03Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	79792
遺伝子ID	69146
免疫原	マウス切断型ガスダーミンD（C末端）（NP_081236.1）のアミノ酸277-376に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D8T2
タンパク質重量	53 kDa
輸送	アイスバッグ