


切断型Gasdermin D (Gly276) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P57764

商品番号: CM0009338



前書き

切断型Gasdermin D (Gly276)

ウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト Gasdermin

Dに反応します。パイロトーシスおよびインフラマソーム研究に最適です。合成ペプチド免疫原からのモノクローナル抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型Gasdermin D (Gly276) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79792
免疫原	合成ペプチド ヒト Gasdermin D(NP_079012.3)のAsp276周辺配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P57764
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ