


切断型IL-18 (Tyr37) ウサギMab (Wb用) - Q14116

商品番号: CM0007646



前書き

Tyr37で切断されたヒトIL-18に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット用にバリデーション済み。22 kDaのバンドを検出します。炎症促進性サイトカイン研究およびピロトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	切断型IL-18 (Tyr37) ウサギmAb
備考/別名	成熟型IL-18; 切断型IL-18 (Tyr37)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3606
GeneID	3606
免疫原	ヒトIL18 (NP_001553.1) のTyr37周辺残基に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14116
タンパク質分子量	22KDa
配送	アイスバッグ