

切断Parp（Asp214）ウサギポリクローナル抗体 - Q921K2

商品番号: CM0018737

前書き

Cleaved PARP (Asp214) Rabbit pAbは、マウスサンプル中のアポトーシス特異的なPARP切断型を検出します。WBおよびELISAで検証済みのこのポリクローナル抗体は、アミノ酸201-300を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	備考／別名	種	遺伝子ID	免疫原	起源	カテゴリー	用途	交差反応性	SWISS	タンパク質分子量	発送方法
切断PARP（Asp214）ウサギポリクローナル抗体	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; 切断PARP（Asp214）	マウス	11545	マウスPARP（Asp214）(NP_031441.2) のアミノ酸201-300内の配列に相当する合成ペプチド	ウサギ	ポリクローナル抗体	WB, ELISA	マウス	Q921K2	113kDa	アイスバッグ